

SDI**RIVA****GUÍA DEL
IONÓMERO DE VIDRIO****AHORA
CON
CAPSULAS DE
ACTIVACIÓN
FÁCIL****RIVA SELF CURE +
RIVA SELF CURE HV**

SISTEMA DE RESTAURACIÓN HÍBRIDO DE VIDRIO DE RELLENO MASIVO

- Tecnología ionglass™
- El más fuerte sustituto de la dentina
- Alta liberación de flúor
- Se adhiere químicamente a la estructura dental
- No contiene Bisfenol A ni HEMA
- Se puede usar para rellenos a gran escala
- Sin contracción

Características especiales para Riva Self Cure HV

- Fácil de dar forma y contorno
- No se pega

Riva Self Cure se compara con:

Fuji IX GP* Fuji IX GP Extra* Ketac-Molar* Equia Forte* Equia Forte HT*

Riva Self Cure:Cajas de 50 cápsulas
Kits de polvo / líquidoTonos: A1, A2, A3, A3.5, A4,
Fraguado regular y fraguado rápido**Riva Self Cure HV:**Cajas de 50 cápsulas
Tonos: A1, A2, A3, A3.5¡Punta de seguridad de
la lámpara!**AHORA
CON
CAPSULAS DE
ACTIVACIÓN
FÁCIL**

RIVA LIGHT CURE HV

**RIVA LIGHT CURE +
RIVA LIGHT CURE HV**

MATERIAL RESTAURADOR A BASE DE IONÓMERO DE VIDRIO REFORZADO CON RESINA FOTOCURADA

- Resistencia al desgaste a largo plazo gracias a su gran dureza de la superficie
- Se adhiere químicamente a la estructura dental
- No contiene Bisfenol A
- Alta liberación de flúor
- La punta de seguridad color naranja de la lámpara evita el fraguado prematuro
- Fabulosa estética
- Mayor estabilidad del color frente al té y el café

Características especiales para Riva Light Cure HV

- Fácil de manipular y esculpir

Riva Light Cure se compara con:

Fuji II LC* Photac-Fil Quick*

Riva Light Cure:Cajas de 50 cápsulas
Kits de polvo / líquido

Tonos: A1, A2, A3, A3.5,

Riva Light Cure HV:Cajas de 50 cápsulas
Tonos: A1, A2, A3, A3.5, B1**RIVA SILVER**

MATERIAL RESTAURADOR DE IONÓMERO DE VIDRIO CONVENCIONAL, AUTOCURADO Y SIN MERCURIO

- Reforzado con plata
- Radiopacidad muy alta
- Se adhiere químicamente a la estructura dental
- Fácil manipulación
- Sin contracción
- Ideal para la reconstrucción de muñones
- Alta liberación de flúor y capacidad de recarga
- Alta resistencia al desgaste
- Alta resistencia temprana, perfecto para niños y pacientes difíciles

Riva Silver se compara con:

Miracle Mix* Ketac Silver*

Riva Silver:Cajas de 50 cápsulas
Kits de polvo / líquido
Repuestos en polvo
Repuestos en líquido

Tono: Gris claro

SDI**YOUR SMILE.
OUR VISION.**HECHO EN AUSTRALIA
por SDI Limited
Bayswater, Victoria 3153
Australia 1800 337 003
www.sdi.com.au**AUSTRIA** 00800 0225 5734
BRASIL 0800 770 1735
FRANCIA 00800 0225 5734
ALEMANIA 0800 100 5759
ITALIA 00800 0225 5734**NUEVA ZELANDA** 0800 808 855
ESPAÑA 00800 0225 5734
REINO UNIDO 00800 0225 5734
USA & CANADÁ 1 800 228 5166

03/2024

M861008 H



*D036M86100814

SDI

RIVA GUÍA DEL IONÓMERO DE VIDRIO

RIVA PROTECT

IONÓMERO DE VIDRIO CONVENCIONAL AUTOCURADO EMPLEADO COMO SELLANTE, BASE Y PROTECTOR DE SUPERFICIE

- No contiene Bisfenol A ni HEMA
- Funciona en entornos húmedos
- Perfecto para pacientes sin caries
- Gran protector de dientes parcialmente erupcionados
- Nanotecnología ACP - supercarga la remineralización
- Muy alta liberación de flúor y capacidad de recarga
- Se adhiere químicamente a la estructura dental
- Contribuye a contener la estructura dental

Riva Protect se compara con:

Fuji VII* Fuji Triage*

Riva Protect:

Cajas de 50 cápsulas

Tonos: Blanco y rosa, fraguado regular y fraguado rápido

RIVA LUTING

CEMENTO CONVENCIONAL OBTURADOR A BASE DE IONÓMERO DE VIDRIO AUTOCURADO

- Se adhiere químicamente a la estructura dental y a sustratos metálicos, como por ejemplo coronas de acero inoxidable, coronas PFM y bandas de ortodoncia
- No contiene Bisfenol A ni HEMA
- Muy bajo espesor de la película - fluye fácilmente entre la restauración y el diente
- Baja solubilidad al agua - aumenta la longevidad y estética
- Fácil de limpiar

Riva Luting se compara con:

Fuji I* Ketac Cem*

Riva Luting:

Cajas de 50 cápsulas

Kits de polvo / líquido

Repuestos en polvo

Repuestos en líquido

RIVA LUTING PLUS

CEMENTO OBTURADOR A BASE DE IONÓMERO DE VIDRIO AUTOCURADO CON RESINA MODIFICADA

- Se adhiere químicamente a los dientes y sustratos
- BPA free
- Alta liberación de flúor y capacidad de recarga
- Alta resistencia a la flexión: índice de agrietamiento reducido y falla en la flexión
- Clínicamente insoluble
- Alta resistencia al acidez bucal
- Alta fuerza de adhesión

Riva Luting Plus se compara con:

Fuji Plus* Relyx Luting Cement*

Riva Luting Plus:

Cajas de 50 cápsulas

Kits de polvo / líquido

Repuestos en polvo

Repuestos en líquido

RIVA APPLICATOR 2

SOFISTICADO Y DE SUPERFICIE LISA

- Se ajusta cómodamente en manos más pequeñas
- Autoclavable - fácil de limpiar
- El seguro de la cápsula permite una extrusión controlada
- Apariencia robusta y de larga duración
- Fácil acceso a la cavidad oral
- Piezas mecánicas de acero inoxidable finamente fabricadas
- Sin bordes afilados - diseño perfilado anatómicamente para lograr un máximo confort en la mano

RIVA COAT

- Evita que las superficies expuestas del cemento a base de ionómero de vidrio se contaminen con agua y saliva durante las primeras 24 horas posteriores a su aplicación
- Útil para sellar composites y compómeros
- Bote de 5 mL

RIVA CONDITIONER

- Elimina parcialmente el barrillo dentinario
- Optimiza la adhesión de los ionómeros de vidrio
- Ácido fosfórico al 26 %
- Bote de 10 mL