

CATALOGO ORTODONCIA

Productos:

- ❖ Brackets Metálicos
- ❖ Brackets Cerámicos
- ❖ Arcos Nitinol
- ❖ Arcos Termo Activado
- ❖ Arcos Acero
- ❖ Ligaduras
- ❖ Bandas Roth



ARCO ORTODONCIA SUPER ELÁSTICO

Creative Dental



Arco Redondo – Forma Natural			
Disponibles: Nitinol / Termo activado / Acero			
012	Superior	Inferior	Sachet 10 unidades
014	Superior	Inferior	Sachet 10 unidades
016	Superior	Inferior	Sachet 10 unidades
018	Superior	Inferior	Sachet 10 unidades
020	Superior	Inferior	Sachet 10 unidades

Arco Rectangular – Forma Natural			
Disponibles: Nitinol / Termo activado / Acero			
016 x 016	Superior	Inferior	Sachet 10 unidades
016 x 022	Superior	Inferior	Sachet 10 unidades
017 x 025	Superior	Inferior	Sachet 10 unidades
019 x 025	Superior	Inferior	Sachet 10 unidades
021 x 025	Superior	Inferior	Sachet 10 unidades

Galaxy 2.0 Series™

Bracket Metálico Sistema Roth*



Los brackets Galaxy 2.0 están fabricados con la tecnología MIM (Metal Injection Molding) y cuentan con un sistema de construcción de una pieza. Esto significa que nunca tendrás que preocuparte por la soldadura de las almohadillas, a diferencia de lo que sucede con la mayoría de los brackets de una pieza del mercado.

La mayoría de los brackets de una pieza del mercado ofrecen una fuerza de adhesión de alrededor de 15-14 Newtons. Sin embargo, los brackets Galaxy 2.0, gracias a su base micro arenada, pueden proporcionar una fuerza de adhesión superior a los 30 Newtons. Esto se traduce en una mayor estabilidad y menores probabilidades de que los brackets se despeguen durante el tratamiento.

Galaxy 2.0 Series™ Sistema Roth*						Patient Kits Description					Item Numbers .0.22" Slot	
						Upper/Lower 5-5 Hooks on Cuspids					GA-R22-01	
						Upper/Lower 5-5 Hooks on 3, 4, 5					GA-R22-02	
Maxillary		Torq.	Ang.	R/L.	.0.22" Slot	Mandibulary		Torq.	Ang.	R/L.	.0.22" Slot	
1 1	Anterior	+12	5	R	GA-R2211	21 12	Lower Anterior	-1	0	U	GA-R2241	
				L	GA-R2221							
2 2	2nd Insisor	+8	9	R	GA-R2212	3 3	Cuspid with hook	-11	7	R	GA-R2243H	
				L	GA-R2222					L	GA-R2233H	
3 3	Cuspid with hook	-2	10	R	GA-R2213H	4 4	1" Bicuspid with hook	-17	0	R	GA-R2244H	
				L	GA-R2223H					L	GA-R2234H	
54 45	Bicuspid with book	-7	0	R	GA-R2214H	4 4	1" Bicuspid	-17	0	U	GA-R2244	
				L	GA-R2224H							
54 45	Bicuspid	-7	0	U	GA-R2214	5 5	2" Bicuspid with hook	-22	0	R	GA-R2245H	
										L	GA-R2235H	
						5 5	2" Bicuspid	-22	0	U	GA-R2245	

*The Creative Dental version of Roth is not claimed to be duplication of any other, does Creative Dental imply that it is endorsed in any way by Dr. Roth.



Diseño de ala de perfil bajo para ligar fácilmente

Precisión industrial de 0.002

Base microarenada

Tecnología MIM, acero inoxidable 17-4 endurecido



Construcción de una pieza con base de malla 80



Galaxy 2.0 Series™

Bracket Metálico Sistema MBT*



Los brackets Galaxy 2.0 están fabricados con la tecnología MIM (Metal Injection Molding) y cuentan con un sistema de construcción de una pieza. Esto significa que nunca tendrás que preocuparte por la soldadura de las almohadillas, a diferencia de lo que sucede con la mayoría de los brackets de una pieza del mercado.

La mayoría de los brackets de una pieza del mercado ofrecen una fuerza de adhesión de alrededor de 15-14 Newtons. Sin embargo, los brackets Galaxy 2.0, gracias a su base micro arenada, pueden proporcionar una fuerza de adhesión superior a los 30 Newtons. Esto se traduce en una mayor estabilidad y menores probabilidades de que los brackets se despeguen durante el tratamiento.

Galaxy 2.0 Series™ Sistema MBT*						Patient Kits Description				Item Numbers .022" Slot	
						Upper/Lower 5-5 Hooks on Cuspids				GA-M22-01	
						Upper/Lower 5-5 Hooks on 3, 4, 5				GA-M22-02	
Maxillary		Torq.	Ang.	R/L.	.022" Slot	Mandibulary		Torq.	Ang.	R/L.	.022" Slot
1 1	Anterior	+17	4	R	GA-M2211	21 12	Lower Anterior	-6	0	U	GA-M2241
				L	GA-M2221						
2 2	2nd Insisor	+10	8	R	GA-M2212	3 3	Cuspid with hook	-6	3	R	GA-M2243H
				L	GA-M2222					L	GA-M2233H
3 3	Cuspid with hook	-7	8	R	GA-M2213H	4 4	1" Bicuspid with hook	-12	2	R	GA-M2244H
				L	GA-M2223H					L	GA-M2234H
54 45	Bicuspid with book	-7	0	R	GA-M2214H	4 4	1" Bicuspid	-12	2	R	GA-M2244
				L	GA-M2224H					L	GA-M2234
54 45	Bicuspid	-7	0	U	GA-M2214	5 5	2" Bicuspid with hook	-17	2	R	GA-M2245H
										L	GA-M2235H
						5 5	2" Bicuspid	-17	2	R	GA-M2245
										L	GA-M2235

*The Creative Dental version of MBT is not claimed to be duplication of any other, does Creative Dental imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett



Diseño de ala de perfil bajo para ligar fácilmente

Precisión industrial de 0.002

Base microarenada

Tecnología MIM, acero inoxidable 17-4 endurecido



Construcción de una pieza con base de malla 80

